

# vivosmart<sup>®</sup>HR Koko-opas



Käytä tätä opasta valitaksesi sopivan kokoisen rannekkeen ostaessasi uutta laitetta.

**Regular Ranneke** ranteen ympärysmitta 5.4–7.4" / 137–188 mm

**X-Large Ranneke** ranteen ympärysmitta 7.1–8.8" / 180–221 mm



1"

10mm

## Vaihe 1

Tulosta tämä opas 100% koossa.

Tiedät, että opas on tulostettu oikein, kun mittaat yllä olevat 1" tai 10mm viivat ja ne täsmäävät mittauksesi kanssa.

## Vaihe 2

Leikkaa paperi katkoviivaa pitkin.

## Vaihe 3

Laita paperiranneke ranteesi ympärille niin kuin laittaisit oikean tuotteen ranteeseesi.

Huolehdi, että nuoli jää yläpuolelle.

## Vaihe 4

Valitse koko, joka istuu mukavasti ranteeseesi. Jos olet kokojen välissä, harkitse ottavasi isompi koko.